

npnerbe plus

GERMANY

KRYORÖHRCHEN / CRYO VIALS




nerbe plus KRYORÖHRCHEN

nerbe plus CRYO VIALS



- **Auslaufsichere 95kPa-Röhrchen (gemäß UN3373 P650)**
95kPa leak resistant vials (acc. to UN3373 P650)
- **Außengewinde zur Vermeidung von Kreuzkontamination**
External thread to avoid cross contamination
- **Farbige Markierung durch Einsatzplättchen zur einfachen Identifikation**
Color coding due to inserts for an easy identification
- **Graduiert, aus hochreinem Polypropylen**
Graduated, made of medical grade polypropylene
- **Leichte Probenzuordnung durch alphanumerische Codierung**
Easy sample assignment due to alphanumeric coding
- **Leichte Einhandbedienung – auch mit Handschuhen!**
Easy one-handed operation – even with gloves!
- **Kältebeständig bis -196 °C**
Cold resistant up to -196 °C
- **Max. RCF 17.000 g**
Max. RCF 17,000 g



REF	MAT					
+ 05-900-1005	PP	0,5 ml	100		1000	mit montiertem Schraubdeckel / with fitted screw cap STERILE R
+ 05-900-1010	PP	1 ml	100		1000	mit montiertem Schraubdeckel / with fitted screw cap STERILE R
+ 05-900-1020	PP	2 ml	100		1000	mit montiertem Schraubdeckel / with fitted screw cap STERILE R
+ 05-900-1040	PP	4 ml	100		500	mit montiertem Schraubdeckel / with fitted screw cap STERILE R
+ 05-900-1050	PP	5 ml	100		500	mit montiertem Schraubdeckel / with fitted screw cap STERILE R

nerbe plus GmbH & Co. KG | Porschestraße 25 | 21423 Winsen/Luhe | Germany

Tel: +49 (0)4171 7849 0 | Fax: +49 (0)4171 645 45 | E-Mail: info@nerbe-plus.de | Web: www.nerbe-plus.de

nerbe plus ZUBEHÖR FÜR KRYORÖHRCHEN
nerbe plus ACCESSORIES FOR CRYO VIALS



05-903-0020

05-902-0001



05-902-0002



05-902-0003



05-902-0005



05-902-0007



REF	MAT				
+ 05-902-0001	PP	500		500	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, grün / Insert for cyro tube lid, green
+ 05-902-0002	PP	500		500	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, rot / Insert for cyro tube lid, red
+ 05-902-0003	PP	500		500	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, blau / Insert for cyro tube lid, blue
+ 05-902-0005	PP	500		500	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, gelb / Insert for cyro tube lid, yellow
+ 05-902-0007	PP	500		500	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, weiß / Insert for cyro tube lid, white
+ 05-902-0009	PP	500		500	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, 5 Farben (grün, rot, blau, gelb und weiß) / Insert for cyro tube lid, 5 colours (green, red, blue, yellow and white)
+ 05-903-0005	PAP			36	Box für Kryoröhrchen 0,5 ml aus Pappe, inkl. 10x10 Einsatz, grün / Box for cryo vials 0.5 ml made of cardboard, incl. 10x10 insert, green
+ 05-903-0010	PAP			36	Box für Kryoröhrchen 1 ml aus Pappe, inkl. 10x10 Einsatz, grün / Box for cryo vials 1 ml made of cardboard, incl. 10x10 insert, green
+ 05-903-0020	PAP			36	Box für Kryoröhrchen 2 ml aus Pappe, inkl. 10x10 Einsatz, grün / Box for cryo vials 2 ml made of cardboard, incl. 10x10 insert, green
+ 05-903-0040	PAP			36	Box für Kryoröhrchen 4 ml aus Pappe, inkl. 10x10 Einsatz, grün / Box for cryo vials 4 ml made of cardboard, incl. 10x10 insert, green
+ 05-903-0050	PAP			36	Box für Kryoröhrchen 5 ml aus Pappe, inkl. 10x10 Einsatz, grün / Box for cryo vials 5 ml made of cardboard, incl. 10x10 insert, green

nerbe plus GmbH & Co. KG | Porschestraße 25 | 21423 Winsen/Luhe | Germany

Tel: +49 (0)4171 7849 0 | Fax: +49 (0)4171 645 45 | E-Mail: info@nerbe-plus.de | Web: www.nerbe-plus.de